

# Protein A 琼脂糖磁珠

Magrose Protein A Antibody Purification Beads



**产品货号:** M7412S, M7412M, M7412L

**产品规格:** 1 mL, 10% (v/v), 30-150  $\mu\text{m}$ ; 5 mL, 10% (v/v), 30-150  $\mu\text{m}$ ; 100 mL, 10%(v/v), 30-150  $\mu\text{m}$

**储存条件:** 2~8°C保存, 有效期见外包装

## 产品介绍

本产品是由 NHS 活化的超顺磁性微球与 Protein A 共价结合形成的复合微粒。与当前国际免疫磁珠市场上同类产品相比, 该产品具有更高的抗体结合能力和较低的蛋白非特异吸附率, 洗脱条件更均一, 一步纯化即可从血清样品中分离出纯度大于 90% 的抗体。本产品为微米级磁性微球, 熟练操作可在 15 min 内完成抗体吸附过程, 30 min 内完成抗体纯化流程。本产品可重复使用, 适用于血浆、腹水、组织培养上清液等样品中的抗体纯化, 也可用于抗体固定及其它相关研究。表 1 为磁珠基本信息。本品与不同抗体的亲和性比较参见附表 1。

表 1. Protein A 琼脂糖磁珠基本信息

产品名称	Protein A 抗体纯化磁珠
磁珠粒径	30~150 $\mu\text{m}$
磁珠浓度	10% (V/V)
配基	Protein A
介质	Magrose
抗体结合能力 (mg Human IgG/mL Gel)	25~30
结合洗涤液	PBST (pH (7.2~7.4): 137 mM NaCl, 2.7 mM KCl, 10 mM Na <sub>2</sub> HPO <sub>4</sub> , 2.0 mM KH <sub>2</sub> PO <sub>4</sub> , 0.1% Tween-20)
洗脱液	100 mM Gly, 0.1% Tween-20, pH 2.5
中和液	1.0 M Tris-HCl, pH 9.0
保存液	PBST, 0.1% (V/V) Proclin 300

## 实验步骤

1. 样品处理: 取入血清 100  $\mu\text{L}$  至 1.5 mL EP 管中, 接着加入 900  $\mu\text{L}$  结合洗涤液, 充分混匀。
2. 磁珠预处理: 将抗体纯化磁珠涡旋振荡 30 s, 使磁珠充分重悬; 取 200  $\mu\text{L}$  10% (V/V) 磁珠悬液置于另一新的 1.5 mL EP 管中。对磁珠悬液进行磁性分离, 弃上清液, 用 1 mL 结合洗涤液洗涤 2 次, 磁性分离, 管中磁珠可直接用于抗体分离。

注: 该步骤磁珠的用量可根据磁珠对目标抗体的最大结合量进行调节, 当目标抗体的浓度大于 150  $\mu\text{g}/\text{mL}$  时, 用户可取 1.2~1.5 倍磁珠用量 (计算方式: 如  $1.5 \times \text{样品中目标抗体含量} / \text{磁珠最大结合量}$ ), 若目标抗体浓度过低, 如低于 70  $\mu\text{g}/\text{mL}$  时, 客户为了提高抗体回收率, 可增加磁珠用量, 如提高至 3 倍磁珠用量。



3. 抗体吸附：在步骤2预处理的磁珠管中加入步骤1处理的样品溶液，漩涡振荡均匀，在室温下（约25°C）置于翻转混合仪或者手工轻轻翻转EP管，促使样品和磁珠充分接触并吸附，翻转约15 min后进行磁性分离，移弃上清液。

4. 磁珠洗涤：向 EP 管中加入1 mL结合洗涤液，振荡重悬磁珠后进行磁性分离，移弃上清液；该操作重复3次。

5. 抗体洗脱：在上述完成磁珠洗涤的EP管中加入0.5~1.0 mL洗脱液，用移液器吹打或者涡旋震荡下迅速重悬，然后在室温下（约25°C）置于翻转混合仪或者手工轻轻翻转 EP 管，翻转10 min后进行磁性分离，收集上清液至新的EP管。

注意事项：该步骤洗脱液用量，建议客户使最终洗脱的抗体浓度控制在0.6~1.2 mg/mL，此时第1次洗脱条件中95%以上的抗体将被洗脱下来；若洗脱液 用量过少，会导致部分抗体在第1次洗脱时仍然留在磁珠上，从而导致抗体回收率降低。

6. 抗体中和：在步骤5抗体洗脱液中加入一定量的中和液，一般为抗体洗脱体积的1/10，最终使洗脱的抗体pH值保持中性环境，以利于维持抗体的生物活性，避免抗体失活。

7. 磁珠后处理：使用后的磁珠用洗脱液洗涤2次，磁性分离，弃上清液；接着用结合洗涤液洗涤3次，磁性分离，弃上清液，加入200  $\mu$ L保存液重悬磁珠，置于2~8°C保存。

#### 8. 磁珠再生

（1）磁珠多次使用后会有沉淀蛋白、强疏水性蛋白、脂蛋白等杂质非特异性吸附到磁珠上，为了保证磁珠的使用效率，建议持续使用5次后进行磁珠再生处理。

（2）按约每1 mL 10%（V/V）磁珠加入1 mL 1%（V/V）Triron X-100磁珠再生缓冲液，振荡均匀，在室温下置于翻转混合仪或者手工轻轻翻转混合，10 min后进行磁性分离，弃上清液。

（3）立即加入1 mL结合洗涤液 进行重悬，然后磁性分离，弃上清液，重复该操作3次。

（4）加入1 mL保存液 重悬磁珠，置于2~8°C保存。

## 注意事项

1. 进行抗体纯化操作之前，请务必认真阅读本操作说明书。
2. 本产品须与磁性分离器配套使用。
3. 磁珠使用前应充分振荡均匀。
4. 磁珠应保存在储存溶液中，防止干燥。
5. 请勿将磁珠冷冻或离心，以免引起不可逆聚集。



附表 1. Protein A 与不同来源及类型的抗体亲和性比较

物种	类型	Protein A结合
人	IgA	可变
	IgD	-
	IgG <sub>1</sub>	++++
	IgG <sub>2</sub>	++++
	IgG <sub>3</sub>	-
	IgG <sub>4</sub>	++++
	IgM	可变
小鼠	IgG <sub>1</sub>	+
	IgG <sub>2a</sub>	++++
	IgG <sub>2b</sub>	+++
	IgG <sub>3</sub>	++
	IgM	可变
大鼠	IgG <sub>1</sub>	-
大鼠 奶牛	IgG <sub>2a</sub>	-
	IgG <sub>2b</sub>	-
	IgG <sub>3</sub>	-
	IgG	++
山羊	IgG	-
绵羊	IgG	-
马	IgG	++
兔	IgG	++++
猪	IgG	+++
豚鼠	IgG <sub>1</sub>	++++
豚鼠	IgG <sub>2</sub>	++++
仓鼠	IgG	+
猕猴	IgG	++++
禽卵黄	IgY	-
狗	IgG	++
考拉	IgG	-
羊驼	IgG	-

注: “+”=结合能力弱, “+++”=结合能力中等, “++++”=结合能力强, “-”=无法结合

