

BCA 蛋白定量检测试剂盒

产品介绍

BCA 蛋白定量检测试剂盒是一种基于二喹啉甲酸（BCA），利用比色法测定总蛋白浓度的蛋白定量试剂盒。原理为：在碱性介质中，蛋白质可将 Cu^{2+} 还原成 Cu^+ 。BCA 试剂和亚铜离子整合形成紫色显色物质，在 562 nm 处具有很强的吸光值。利用吸光值和蛋白浓度的线性关系，推算出蛋白浓度。

UElandy 提供的 BCA 蛋白定量检测试剂盒可检测 20~2000 $\mu\text{g/mL}$ 范围的蛋白质浓度且不受绝大部分样品中去污剂等化学物质的影响，如可以兼容样品中高达 5% 的 SDS, 5% 的 Triton X-100, 5% 的 Tween-20。在测定范围内有良好的线性关系，变异系数小。

应用范围

蛋白定量

产品货号

B6167

储运条件

2~8°C 保存，有效期见外包装；冰袋运输。

产品特点

准确度高：标准拟合曲线 R^2 高达 3 个 99 以上；

线性范围广：可检测 20~2000 $\mu\text{g/mL}$ 不受绝大部分样品中去污剂等化学物质的影响。

产品组分

组分	B6167 (500 T)
A. BCA Reagent A	100 mL
B. BCA Reagent B	2×1.5 mL
C. BSA 蛋白标准品 (2 mg/mL)	2×1 mL

注意事项

- 使用前请将产品瞬时离心至管底，再进行后续实验。
- 在条件允许时，每个 BSA 标准品和待测样品均建议测定 ≥ 2 个平行反应（副孔），以提高测量的准确性。
- 每次测定样品浓度时，均应绘制标准曲线，使测量结果准确。
- 试剂 A 在使用前需摇晃匀混。
- 用同一种稀释液稀释蛋白标准品和待测样品（建议 0.9% NaCl 或 PBS），以保证结果的准确性。
- 使用前请参照附表一，确定待测样品中无超出耐受浓度的干扰物。
- 本产品仅限于科研，不得用于临床诊断或治疗，不得用于食品或药品，不得存放于普通住宅内。
- 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

自备材料

- 耗材
96 孔酶标板
- 试剂
0.9% 的 NaCl、PBS 缓冲液

操作步骤

1. BSA 标准品准备

按下表配制梯度稀释的 BSA 标准品。

管号	稀释液体积 (μL)	BSA 体积 (μL) 和来源	BSA 终浓度 ($\mu\text{g}/\mu\text{L}$)
A	0	100 (BSA 原液)	2
B	40	120 (BSA 原液)	1.5
C	100	100 (BSA 原液)	1
D	50	50 (B 管稀释液)	0.75
E	100	100 (C 管稀释液)	0.5
F	100	100 (E 管稀释液)	0.25
G	100	100 (F 管稀释液)	0.125
H	100	100 (G 管稀释液)	0.0625
空白对照	100	0	0

注：标准品稀释液需要与样品蛋白稀释液一致；为了方便起见，可以采用 0.9% 的 NaCl 溶液或者 PBS 缓冲液。

2. BCA 工作液配制

根据所测样品和标准品的数量，将 50 份 BCA 试剂 A 与 1 份 BCA 试剂 B 充分混匀（50：1），制备工作液。

注：当试剂 B 加入到试剂 A 中时，可能有浑浊产生，经搅拌后迅速消失，得到苹果绿色工作液。工作液储存于密闭容器中，在室温下可稳定保存 24 h。

3. 蛋白浓度测定 (96 孔板举例)

(1) 每孔加入 200 μL BCA 工作液。

(2) 将稀释好的 BSA 标准品和待测样品各 20 μL 加入到孔板中（用加样枪轻轻吹打混匀，注意不要产生气泡）。

(3) 37°C 孵育 30 min。冷却至室温后，用酶标仪测定 562 nm 的吸光值或该波长附近（540 nm~590 nm）的吸光值。

(4) 绘制标准曲线，计算待测样品的蛋白浓度。

注：如有个别标准品吸光值偏离较大，应在绘制标准曲线时去除。如待测样品浓度超出测量上限（2000 $\mu\text{g}/\text{mL}$ ），应稀释后重新设置标准曲线进行测定。

附录

附表 1 干扰物质耐受浓度

干扰物质	耐受浓度	干扰物质	耐受浓度
Ammonium sulfate	1.5 M	Deoxycholic acid	5%
EPPS, pH 8.0	100 mM	NP-40	5%
Glycine-HCl, pH 2.8	100 mM	SDS	5%
Guanidine-HCl	4 M	Triton X-100	5%
HEPES, pH 7.5	100 mM	Tween-20	5%
Imidazole, pH 7.0	50 mM	EDTA	10 mM
MOPS, pH 7.2	100 mM	DTT	1 mM
PIPES, pH 6.8	100 mM	Glucose	10 mM
Sodium azide	0.2%	2-Mercaptoethanol	0.01%
Sodium bicarbonate	100 mM	DMSO	10%
Sodium chloride	1 M	Ethanol	10%
Tris	250 mM	Glycerol	10%

同系列产品

产品货号	产品名称	选购指南
B6167	BCA 蛋白定量检测试剂盒	可自行设置标曲浓度，宽范围或者高灵敏
B6169	BCA 蛋白定量检测试剂盒（即用型）	方便快捷，无需客户制备标品
W6006	WonderOrange™ 蛋白定量试剂盒	荧光法蛋白定量，结果更精准

相关产品

产品货号	产品名称
R6166	RIPA 裂解液（强，无抑制剂）
W6001	Western 及 IP 细胞裂解液
S6171	PAGE 彩色快速凝胶制备试剂盒（10%）
S6172	PAGE 彩色快速凝胶制备试剂盒（12.5%）
S6170	PAGE 彩色快速凝胶制备试剂盒（7.5%）
S6177	PAGE 彩色快速凝胶制备试剂盒（15%）
P6163	蛋白酶抑制剂混合液（EDTA-Free，100×in DMSO）
S6168	SDS-PAGE 蛋白上样缓冲液（变性，非还原，5×）
B6167	BCA 蛋白定量检测试剂盒
B6169	BCA 蛋白定量检测试剂盒（即用型）
H6161	HRP Goat Anti-Mouse IgG（H&L）（HRP 羊抗鼠二抗）
H6162	HRP Goat Anti-Rabbit IgG（H&L）（HRP 羊抗兔二抗）
S6009	Super ECL Plus（超敏化学发光检测试剂盒）
S6008	Super ECL Prime（灵敏化学发光检测试剂盒）
S6010	Super ECL Star（特超敏化学发光检测试剂盒）
P6220	彩色预制蛋白 Marker（25-400 kDa，四色）
P6221	彩色预染蛋白 Marker（25-300 kDa，三色）
P8028	彩色预染蛋白 Marker（10-250kDa，双色）
P6222	彩色预染蛋白 Marker（10-250 kDa，三色）
P6223	彩色预染蛋白 Marker（8-250 kDa，三色）
P6110	彩色预染蛋白 Marker（10-180 kDa，三色）
P6224	彩色预染蛋白 Marker（2.7-40 kDa，三色）