



COLORS

预染蛋白 MARKER 系列 产品指南

多种配置 美学巧思

5 种颜色，8 种组合，2 ~ 5 色均含，填补国内
5 色蛋白 Marker 空白；高/低/宽范围分子量任选

清晰指示 智能导航

条带分离效果优越，精确标定蛋白质分子量，
效果媲美进口金标，为客户提供准确导航

惊喜新品 兼具荧光

PM0409 和 PM0511 的 10/25/110/130 kDa 条带
带有荧光基团，可在近红外荧光成像系统下观察



250 kDa
150 kDa
100 kDa
70 kDa
50 kDa
40 kDa
35 kDa
25 kDa
20 kDa
15 kDa
10 kDa

HOT REF P8028S/M/L

2色11条带COLORS 预染蛋白MARKER



25 μ L / 2 $\times$ 250 μ L / 10 $\times$ 250 μ L

¥ 100 / 598 / 2,888



300 kDa
250 kDa
200 kDa
160 kDa
130 kDa
100 kDa
72 kDa
45 kDa
25 kDa

REF P6221S/M/L

3色9条带COLORS 预染蛋白MARKER



25 μ L / 2 $\times$ 250 μ L / 10 $\times$ 250 μ L

¥ 174 / 1,042 / 4,332



40 kDa
30 kDa
25 kDa
20 kDa
15 kDa
10 kDa
6.5 kDa
4.2 kDa
2.7 kDa

REF P6224S/M/L

3色9条带COLORS 预染蛋白MARKER



25 μ L / 2 $\times$ 250 μ L / 10 $\times$ 250 μ L

¥ 255 / 1,528 / 6,354



180 kDa
130 kDa
95 kDa
70 kDa
55 kDa
43 kDa
33 kDa
25 kDa
17 kDa
10 kDa

HOT REF P6110S/M/L

3色10条带COLORS 预染蛋白MARKER



25 μ L / 2 $\times$ 250 μ L / 10 $\times$ 250 μ L

¥ 116 / 694 / 3,354



250 kDa
150 kDa
100 kDa
70 kDa
50 kDa
40 kDa
35 kDa
25 kDa
20 kDa
15 kDa
10 kDa

HOT REF P6222S/M/L

3色11条带COLORS 预染蛋白MARKER



25 μ L / 2 $\times$ 250 μ L / 10 $\times$ 250 μ L

¥ 120 / 718 / 3,466



270 kDa
130 kDa
110 kDa
70 kDa
50 kDa
35 kDa
25 kDa
15 kDa
10 kDa

NEW REF PM0409S/M/L

4色9条带COLORS 预染蛋白MARKER



25 μ L / 250 μ L / 5 $\times$ 250 μ L

¥ 60 / 338 / 1,550



400 kDa
300 kDa
250 kDa
200 kDa
160 kDa
130 kDa
100 kDa
72 kDa
45 kDa
25 kDa

REF P6220S/M/L

4色10条带COLORS 预染蛋白MARKER



25 μ L / 2 $\times$ 250 μ L / 10 $\times$ 250 μ L

¥ 465 / 2,778 / 11,552



270 kDa
170 kDa
130 kDa
110 kDa
70 kDa
60 kDa
50 kDa
35 kDa
25 kDa
15 kDa
10 kDa

NEW REF PM0511S/M/L

5色11条带COLORS 预染蛋白MARKER



25 μ L / 250 μ L / 5 $\times$ 250 μ L

¥ 75 / 398 / 1,850

