

产 品 说 明 书

Tris-甘氨酸缓冲液, 5×

产品货号: DZ8038

产品规格: 400 mL

储存条件

室温保存, 有效期见外包装。

产品介绍

Tris-甘氨酸缓冲液以美国 Amresco 原装进口粉剂为原材料配制, 品质稳定。

产品信息

组分	5×浓度	组分分子量
Tris	125 mM	121.14
Glycine	960 mM	75.07

无色液体, 0.22 μm 膜过滤纯化。

使用方法

用于 Western 湿法电转膜, 将蛋白从凝胶转入膜中; 转膜时, 膜与胶浸泡在转膜液中, 以免产生电流不均衡现象。

1× Tris-甘氨酸电泳缓冲液配制: 800 mL 去离子水与 200 mL

5× Tris-甘氨酸电泳缓冲液充分混匀, pH 8.5。

注意事项

1. 每次电泳需使用新鲜的 1×缓冲液。

