

**产品货号：**

货号	名称	规格	外观颜色	Ex/Em (nm)	Extinction coefficient(ε)	MW	效能等同于
YA0039	YF <sup>®</sup> 488(5) Azide	0.5 mg	橙色	490/513	76,000	861.0	Alexa Fluor 488, DyLight 488, FITC, FAM, Cy2
YA0042	YF <sup>®</sup> 555 Azide	0.5 mg	红色	550/561	155,000	1163.5	Alexa Fluor 555, Cy3, Tetramethylrhodamine
YA0037	YF <sup>®</sup> 568 Azide	0.5 mg	红色	573/595	88,000	878.0	Alexa Fluor 568, Lissamine rhodamine B, ROX
YA0038	YF <sup>®</sup> 594 Azide	0.5 mg	紫红色	585/609	92,000	906.1	Alexa FLuor 594, Texas Red Dye, Cy3, DyLight 594
YA0041	YF <sup>®</sup> 647A Azide	0.5 mg	蓝色	648/664	240,000	1102.5	Alexa Fluor 647

**产品参数：** 溶解性：可溶于 DMSO 或水

**储存条件：** -20°C保存，有效期见外包装

**产品介绍**

YF<sup>®</sup> Dye Azide 可通过铜(I)催化的点击反应与炔类发生加成反应。YF<sup>®</sup> Dye Azide 可用于流式细胞仪、荧光显微镜等。

**注意事项**

1. 荧光染料均存在淬灭问题，请尽量注意避光，以减缓荧光淬灭。
2. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

