

**产品货号：**

货号	名称	规格	外观颜色	Ex/Em (nm)	Extinction coefficient(ε)	MW	效能等同于
YA0039	YF [®] 488(5) Azide	0.5 mg	橙色	495/519	76,000	861.0	Alexa Fluor 488, DyLight 488, FITC, FAM, Cy2
YA0042	YF [®] 555 Azide	0.5 mg	红色	555/565	155,000	1393.0	Alexa Fluor 555, Cy3, Tetramethylrhodamine
YA0037	YF [®] 568 Azide	0.5 mg	红色	578/603	88,000	999.0	Alexa Fluor 568, Lissamine rhodamine B, ROX
YA0038	YF [®] 594 Azide	0.5 mg	紫红色	592/615	92,000	1006.0	Alexa FLuor 594, Texas Red Dye, Cy3, DyLight 594
YA0041	YF [®] 647A Azide	0.5 mg	蓝色	650/668	240,000	1348.0	Alexa Fluor 647

产品参数： 溶解性：可溶于 DMSO 或水

储存条件： -20°C保存，有效期见外包装

产品介绍

YF[®] Dye Azide 可通过铜(I)催化的点击反应与炔类发生加成反应。YF[®] Dye Azide 可用于流式细胞仪、荧光显微镜等。

注意事项

1. 荧光染料均存在淬灭问题，请尽量注意避光，以减缓荧光淬灭。
2. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。



UElancy Inc.

Tel:0512-88965152

Web:www.uelandy.com