

香豆素 SE

产品介绍

与 AMCA 共轭物相比，香豆素 SE 有很强的蓝色荧光。紫外光激发的香豆素 SE 的共轭物具有更长的激发波长与发射波长（~470nm）。

应用范围

氨基活性染料

产品货号

X5088

储运条件

-20℃干燥避光保存，有效期见外包装；冰袋运输。

产品特点

稳定性强：产品性能稳定，标记效果好；

批间差小：公司自研产品，批间差稳定。

产品组分

组分	X5088
香豆素 SE	5 mg

产品参数

外观：可溶于 DMSO 的米黄色固体

CAS 号：50995-74-5

Ex/Em：411/472 nm

分子式： $C_{18}H_{18}N_2O_6$

分子量：358.4

注意事项

- 使用前请将产品瞬时离心至管底，再进行后续实验。
- 荧光染料均存在淬灭问题，请尽量注意避光，以减缓荧光淬灭。
- 本产品仅限于科研，不得用于临床诊断或治疗，不得用于食品或药品，不得存放于普通住宅内。
- 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。